



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»



Fiche technique : Prélèvement des échantillons

Les prélèvements ($\approx 2-2.5\text{Kg}$; $\approx 15 \times 15 \times 20\text{ cm}$; Figure 1) sont réalisés à l'aide d'une bêche plate (ou pelle bêche) sous la couronne de noyer (aux 2/3 selon le model suivant ; Figure 2). Les échantillons sont ensuite conservés à 4°C (Figure 3) jusqu'au traitement (Figure 4).




Figure 1




Figure 2



Figure 3



Figure 4